

Fiche Technique

Édité le 07/06/2026



Référence	304318X
Désignation	KOKOON Désinfectant concentré 200ml à diluer pour Purificateur d'air Kokoon
Libellé	
Caractéristiques	<p>Purificateur KOKOON AIR PROTECT Utilisé avec le désinfectant concentré Kap, le purificateur KOKOON AIR PROTECT élimine définitivement les odeurs, réduit les allergènes dans l'air (y compris les spores de moisissure), les polluants chimiques ou particulaires. Les bactéries et virus (tel que SRAS-coV-2) qui sont présents dans l'air ambiant vont entrer en contact et seront détruites dans un laps de temps de 5 à 10 minutes. L'activité antiseptique est conforme aux normes EN 1276, EN 14476, EN 13697 (temps de contact : 5 minutes). Activité bactéricide et virucide, l'activité fongicide conforme à la norme EN 1650 (temps de contact : 15 minutes. Il est conseillé de le faire fonctionner uniquement lorsqu'une personne est dans la pièce. Dans le cas d'une utilisation intensive et professionnelle comme dans une salle d'attente, il est nécessaire de laisser l'appareil en fonctionnement pendant la durée de présence du public. Bénéfice : Réduit et fixe la pollution atmosphérique (mauvaises odeurs, poussières et pollens, COV, formaldéhydes, hydrocarbures), Tue virus, bactéries, champignons, Favorise le bien-être. Désinfectant Concentré Kokoon Le DESINFECTANT CONCENTRE doit être utilisé exclusivement avec les purificateurs d'air Kokoon. Le produit doit être introduit dans le récipient d'eau à une concentration de 8 ml pour 800 ml d'eau (livré avec doseur). Le produit agit en retenant toutes les particules, les mauvaises odeurs, le pollen et les poussières. Les bactéries et virus qui sont présents dans l'air ambiant vont entrer en contact sont détruites dans un laps de temps de 5 à 10 minutes. Norme EN1650, EN1276 et EN14476 Flacon de 200 ml. 11 recharges. soit 33 jours</p>
Caractéristiques environnementales	
Code EAN	Warning (2) : Attempt to read property "CODE_BARRE" on null [in /var/www/vhosts/groupe-mtm.com/beta.groupe-mtm.com/app/templates/PapeterieMobilier/Articles/pdf/technical_sheet.php, line 65]
Page catalogue	
Poids du produit	0.244 Kg

Pour toute question n'hésitez pas à nous questionner sur ao@groupe-mtm.com